

COMMENT UTILISER VOTRE FLACON ?

Flacon préalablement positionné dans la paume de la main, compte-goutte vers le bas



FONCTION DE PRESSION



FONCTION DE SUPPORT



GOUTTE CALBRÉE
À CHAQUE UTILISATION

Sans goutte résiduelle

TECHNOLOGIE
EASYGRIP®

LA MAIN AGIT COMME UNE PINCE NATURELLE :
GAIN EN PRÉCISION, STABILITÉ ET SÉCURITÉ

Lire attentivement la notice avant l'utilisation de tout traitement ophtalmique

1 | AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

ÉTAPES 1 À 3



LAVEZ-VOUS soigneusement les mains.



Veillez **VÉRIFIER** que le bouchon inviolable est intact.

DÉVISSEZ ensuite fermement le bouchon d'inviolabilité pour ouvrir le flacon.



A effectuer seulement pour la 1^{ère} utilisation

ACTIVEZ LE MÉCANISME DE POMPAGE jusqu'à ce que la première goutte apparaisse :

PRENEZ le flacon, compte-goutte vers le bas, dans la paume de la main.

POSITIONNEZ les doigts comme une pince et pressez :

- **le pouce** en dessous de l'ailette inférieure,
- **le reste de la main** au dessus de l'ailette supérieure.

2 | LORS DE L'UTILISATION QUOTIDIENNE

ÉTAPES 1 À 5



LAVEZ-VOUS soigneusement les mains et enlevez le bouchon de l'embout du flacon.
ÉVITEZ tout contact entre l'embout du flacon et les doigts.



PRENEZ le flacon, compte-goutte vers le bas, dans la paume de la main.

POSITIONNEZ les doigts comme une pince :

- placez le pouce en dessous de l'ailette inférieure,
- placez le reste de la main au dessus de l'ailette supérieure



PRESSEZ pour délivrer la goutte.



INCLINEZ votre tête légèrement vers l'arrière et maintenez le compte-goutte du flacon à la verticale au-dessus de l'œil. Le dos du pouce posé sur l'arcade, ainsi l'ailette inférieure permet une fonction de support pour stabiliser le geste.

Avec l'index de l'autre main, **TIREZ** légèrement la paupière inférieure vers le bas. L'espace créé est appelé le sac conjonctival inférieur.

ÉVITEZ tout contact entre l'embout du flacon et vos doigts ou vos yeux.

Afin d'instiller une goutte dans le sac conjonctival inférieur de l'œil ou les yeux atteint(s), **APPUYEZ** brièvement et fermement sur le flacon.

Grâce au dosage automatique, une goutte est libérée précisément à chaque pompage.



FERMEZ les paupières et **APPUYEZ** avec votre doigt sur le coin interne (proche de votre nez) de l'œil pendant 2 minutes.



FERMEZ l'extrémité du flacon avec le bouchon immédiatement après l'utilisation.



Retrouvez notre tutoriel en vidéo en flashant ce QR code ou en vous rendant sur le site internet des Laboratoires Théa :

<https://www.laboratoires-thea.com/fr/easygrip?qrcode=1>